

【介護ロボット本体の写真】

※介護ロボットの形状がわかる写真を添付、行の大きさは変更して構いません



【介護ロボット使用状況の写真】

※実際にベッドや居室に整備した写真、介護ロボットの使用状況の写真を添付。ホームページに掲載しますのでプライバシーの保護に十分配慮してください。

① 起き上がり



ナースコール表示灯



離床センサーリモコン
(起き上がりに設定する)



居室番号の
表示される

携帯電話

ご利用者さまが起き上がったタイミングでナースコール表示灯が点灯し、同時に職員の携帯電話にも居室番号が表示される。

② 離床



ナースコール表示灯



離床センサーリモコン
(離床に設定する)



居室番号の
表示される

ご利用者さまがベッドから離床されたとき、ナースコール表示灯が点灯し、同時に職員の携帯電話にも居室番号が表示される。